




PRUEBA RÁPIDA COVID

El kit de prueba IgM / IgG del SARS-CoV-2 es una técnica de oro coloidal para la detección rápida de anticuerpos IgM / IgG simultáneamente contra el virus SARS-CoV-2 en sangre humana, suero humano y muestras de plasma.




RECOLECTE LA MUESTRA

Haga una punción en la yema del dedo.



AÑADIR MUESTRA

Agregue la sangre en el pocillo de muestra del casete de prueba



MUESTRA DILUYENTE

Agregar 2 gotas de la muestra diluyente



LECTURA DE RESULTADO

Leer los resultados después de 10 minutos

