



# SARS-CoV-2 PRUEBA RÁPIDA DE ANTÍGENOS ROCHE

La prueba rápida confiable de antígeno SARS-CoV-2 brinda respuestas rápidas, donde sea que las necesite. Es hora de ampliar las pruebas, porque los pacientes y sus comunidades necesitan saberlo.



## Contenido del kit



Dispositivo de prueba (individualmente en una bolsa de aluminio con desecante)



Instrucciones de uso



Guía de referencia rápida



Tubo tampón de extracción



Tapa con boquilla






Hisopo estéril

Película (se puede unir al dispositivo de prueba al realizar pruebas en exteriores)




# RESULTADOS RÁPIDOS Y CONFIABLES PARA PRUEBAS CONVENIENTES EN EL PUNTO DE ATENCIÓN



Un inmunoensayo cromatográfico rápido para la detección cualitativa de antígenos específicos del SARS-CoV-2 presentes en la nasofaringe humana

Diseñado para su uso en personas sospechosas de COVID-19



Tiempo de resultado: 15 mins  
Ventana de lectura: 15-30 mins

